

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ POLYMER O

Пигментные пасты POLYMER O - предназначены для окрашивания в массе литевых силиконов, пластиков, полиуретанов, эпоксидных смол, ПВХ.

Применение:

Перед применением пасты необходимо тщательно перемешать. Колеровочные пасты следует применять после проверки на совместимость с базовым материалом. Для получения равномерно окрашенного изделия сначала смешать нужное количество пигментной пасты с небольшим количеством материала. Полученный состав при перемешивании добавить в остальную часть материала, хорошо перемешать до получения однородной по цвету массы.

Важно! В двухкомпонентных системах добавлять пасту необходимо в основной материал. Внешний вид, качество и оттенок заколерованного материала зависят от колеруемого материала, технологии производства (нанесения) и формируются только после полного отверждения колеруемого материала.

Рекомендуемая дозировка пигментной пасты составляет до 6% от общей массы материала (база+отвердитель).

Состав: Пигмент, пластификатор, функциональные добавки.

Внешний вид	Вязкая или жидкая окрашенная непрозрачная масса
Вязкость по Брукфильду, сПз, 25°C, шпиндель 5, скорость 100 об./мин.	Основные цвета 1000–5000 Флуоресцентные цвета 3000–15000 Металлики, перламутры 1500–15000
Средний размер частиц, мкм за исключением паст из декоративно группы	10
Морозостойкость, циклы	5


УПАКОВКА И ФАСОВКА

Данная паста поставляется в фасовках 50 гр.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.





ХИМСНАБ КОМПОЗИТ

Хранения	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре $\pm 40^{\circ}\text{C}$. Пасты выдерживают 5 циклов замораживания. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняют свои свойства.
Гарантийный срок хранения	В невскрытой таре производителя со дня изготовления: - пасты на неорганических и органических пигментах - 60 месяцев; - пасты из декоративной группы - 12 месяцев. - пасты флуоресцентные – 12 месяцев (тара 50 мл), 24 месяца (тара свыше 50 мл)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	
Страна происхождения Россия	Произведено по заказу CSC (ООО «ХимСнаб Композит»)

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

